

SECTION

08

ELASTOMERIC PRODUCTS

エラストメリック関連製品


Elastics / Elastomerics

TRAVEL PACK ELASTICS



TOMYのトラベルパック エラスティックは、世界の国々をイラストで表現した楽しいパッケージで、各サイズがわかりやすく表示されています。精選された天然ラテックスを使用。寸法・精度が高く、プルバリューが正確です。1箱10袋入(1,000本)と50袋入(5,000本)の2種類があり、どちらもお求めやすい価格でお届けします。

●表示の牽引力はエラスティックの直径を3倍の長さに引っ張ったときの力を表し、サイズの数字はエラスティックの内径をmmで表しています。



Slack dia.	Rated Gram Pull (3 × Slack dia.)	INTRAORAL				EXTRAORAL
		LIGHT 57gf (2.0oz.)	MEDIUM 85gf (3.0oz.)	HEAVY 113gf (4.0oz.)	SUPER HEAVY 170gf (6.0oz.)	EXTRA HEAVY 184gf (6.5oz.)
3 mm (1/8")	○	L3 Australia	M3 Germany	H3 India		
4 mm (5/32")	○	L4 Holland	M4 Mexico	H4 Switzerland		
5 mm (3/16")	○		M5 Greece	H5 Greece	SH5 Greece	
6 mm (1/4")	○	L6 China	M6 U.S.A.	H6 Japan	SH6 Greece	XH6
8 mm (5/16")	○	L8 Canada	M8 Italy	H8 Scandinavia	SH8 Greece	XH8
10mm (3/8")	○	L10 England	M10 Spain	H10 France		XH10
12mm (1/2")	○					XH12
16 mm (5/8")	○	L16 Ireland				XH16
18 mm (11/16")	○					XH18

Intraoral Elastics

口腔内用 エラスティック

Elastics (10 pouches/pk)

10袋入 エラスティック



Size	Light	Medium	Heavy	Super Heavy
3mm	L3 610-03	M3 620-03	H3 630-03	
4mm	L4 610-04	M4 620-04	H4 630-04	
5mm		M5 620-05	H5 630-05	SH5 630-85
6mm	L6 610-06	M6 620-06	H6 630-06	SH6 630-86
8mm	L8 610-08	M8 620-08	H8 630-08	SH8 630-88
10mm	L10 610-10	M10 620-10	H10 630-10	
16mm	L16 610-16			

10袋/PK
(1袋=100本)

100本のエラスティックが入った小袋が10袋入っています。
 小袋はファスナー付の袋で劣化を防ぎます。

Elastics (50 pouches/pk)

50袋入 エラスティック



お徳用
パック

Size	Light	Medium	Heavy	Super Heavy
3mm	L3 611-03	M3 621-03	H3 631-03	
4mm	L4 611-04	M4 621-04	H4 631-04	
5mm		M5 621-05	H5 631-05	SH5 631-85
6mm	L6 611-06	M6 621-06	H6 631-06	SH6 631-86
8mm	L8 611-08	M8 621-08	H8 631-08	SH8 631-88
10mm	L10 611-10	M10 621-10	H10 631-10	
16mm	L16 611-16			

50袋/PK
(1袋=100本)

100本入小袋が50袋入ったお徳用パックです。

Extraoral Elastics


顎外固定用 エラスティック

Extra Heavy Elastics

エキストラ ヘビー エラスティック



A (φ: 直径)		
6mm	XH6	642-06
8mm	XH8	642-08
10mm	XH10	642-10
12mm	XH12	642-12
16mm	XH16	642-16
18mm	XH18	642-18



販売名：ヘッドギア
 一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
 届出番号：13B2X10162590100 一般医療機器


200本/PK

Chin Cup Elastics

チンカップ用 エラスティック



A (周長×1/2)		
40mm	C040	641-04
50mm	C050	641-05
60mm	C060	641-06
70mm	C070	641-07
80mm	C080	641-08
100mm	C100	641-10
120mm	C120	641-12
140mm	C140	641-14



販売名：チンカップ
 一般的名称：歯列矯正用チンカップ
 届出番号：13B2X10162590200 一般医療機器

200本/PK

ELASTIC AUXILIARIES

Pouches

小分け用 ビニール袋



※エラスティックは入っていません。
この商品は小分け用ビニール袋のみです。

患者さんにエラスティックを小分けして渡す際に便利なビニール袋です。
ご注文は200枚単位、世界の国名でご指示ください。

Greece	—	Brown	651-00
Australia	L3	Red	651-03
Holland	L4	Red	651-04
China	L6	Red	651-06
Canada	L8	Red	651-08
England	L10	Red	651-10
Ireland	L16	Red	651-16
Germany	M3	Green	652-03
Mexico	M4	Green	652-04
U.S.A.	M6	Green	652-06
Italy	M8	Green	652-08
Spain	M10	Green	652-10
India	H3	Blue	653-03
Switzerland	H4	Blue	653-04
Japan	H6	Blue	653-06
Scandinavia	H8	Blue	653-08
France	H10	Blue	653-10

200枚/PK

Elastic Holder


エラスティックホルダー



650-40

患者さんが口腔内でエラスティックを掛ける時、簡単にしかもスピーディーに行えるエラスティックホルダー。
楽しいキャラクターをご用意しておりますので、患者さんの協力も得られ、大変効果的です。

100個/PK
(5種×20個)



Elastic Dispenser

エラスティックディスペンサー



※エラスティックは入っていません。
この商品は収納ケースのみです。

650-32

W405 × H257 × D81mm



TOMYエラスティックの大箱(50袋入)が5ケース収納でき、
エラスティックの出し入れや保管、在庫管理をいっそう容易にします。

Elastic Ligatures

エラスティック リガチャー

Sani-Ties™

サニ タイ




サニタイはインジェクションモールド製法で製造された、弾力性と耐久性の高いポリウレタン製の結紮用モジュール。

1スティックが患者1人用にモールドされていますのでたいへん衛生的にご使用いただけます。

カラーバリエーションも11色ご用意しています。

グレー	●	59-100-35
クリアー	○	59-200-35
トゥース カラー	●	59-300-35
ブライトピンク	●	59-600-06
ブライトオレンジ	●	59-600-08
ライトブルー	●	59-600-15
パステル ピンク	●	59-600-26
グロウグリーン	●	59-600-35
グロウブルー	●	59-600-36
グロウピンク	●	59-600-37
グロウパープル	●	59-600-38





お勧めプレイヤー 813-1048
 (P.201掲載)

35本(770個)
 /PK



Las-Tie™ Carousel Rings

ラストイ カラーセル リング



ラストイはインジェクションモールド製法で製造された、弾力性と耐久性の高いポリウレタン製の結紮用モジュール。

リング状にモールドされたラストイは取り外しが簡単で、スピーディーな結紮が行えます。

クリアー ERLC990

10リング
 (1,000個)
 /PK

ELASTOMERIC

Elastic Modules

エラスティック モジュール

Super Chain

スーパー チェーン


販売名：デンタルチェーン N
一般的名称：歯列矯正用エラスチック器材
認証番号：223ADBZX00008000 管理医療機器



主な特長

- 変色が少なく持続性に優れています。
- 厚さを5種類ご用意いたしました。症例に最適なフォースがご選びいただけます。
- チェーンを無駄なくご使用いただけるように、ショートスパンタイプにもカットイングスペースを確保しました。

持続力に優れた熱硬化性ポリウレタン製チェーンです。
ローフリクションシステムに適した種類もご用意いたしました。




	厚さ	ショートスパン	ミディアムスパン
ウルトラ ライトフォース	0.2mm	637-90	637-91
エキストラ ライトフォース	0.3mm	637-00	637-01
ライトフォース	0.4mm	637-10	637-11
ミディアム フォース	0.5mm	637-20	637-21
ヘビーフォース	0.6mm	637-30	637-31

2m/巻

Separating Modules

セパレーティング モジュール

持続的で弾力性のある歯間離開用モジュールは、レントゲン不透過性。
専用プライヤーを利用して簡単に装着でき、歯牙を無理なく離開します。



専用プライヤー 801-4003
(P.194掲載)

不透過性 ダークブルー ERS3410 25本(250個)
/PK



A 2.2mm
B 4.7mm
厚さ 1.2mm

販売名：セパレーティングモジュール
一般的名称：歯列矯正用エラスチック器材
認証番号：16300BZY00206000 管理医療機器