

SECTION

09

EXTRAORAL APPLIANCES

口腔外装置

Face Bows / Headgears

FACE BOWS

Face Bow


スタンダードフェイスボウは、レギュラー仕様のフェイスボウの他、ホワイトナイロンで金属面をコーティングしたナイロン コーテッド フェイスボウがあり、装着感や審美性にすぐれ、各サイズに用意されています。



Regular
レギュラー




Nylon Coated
ナイロン コーテッド



アウターボウサイズは、スペシャルショート、ショート、ミディアムの3種類。牽引方向に応じてお選びください。

インナーボウサイズは、ループ付きが6種類とプレーンの計7種類。ループは、ストッパー・衝撃吸収の役目を果たし、調節可能です。プレーンタイプはフリーサイズですので、在庫管理がご面倒なときは便利です。



FACE BOWS

販売名：フェイスボウ A
 一般的名称：歯列矯正用顔弓
 認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

Standard Face Bows

スタンダード フェイス ボウ

Special Short Outer Bows

スペシャル ショート アウター ボウ



主にハイプルヘッドギア用です。

| Inner Bow Size w/Vertical loop | | .045 | .045 (Nylon Coated) |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|
| Size | 1 | A45-0102 | A45-5102 |
| | 2 | A45-0202 | A45-5202 |
| | 3 | A45-0302 | A45-5302 |
| | 4 | A45-0402 | A45-5402 |
| | 5 | A45-0502 | A45-5502 |
| | 6 | A45-0602 | A45-5602 |
| | Plain | A45-0002 | A45-5002 |

1EA

Short Outer Bows

ショート アウター ボウ



ハイプルとサービカルプル兼用です。

| Inner Bow Size w/Vertical loop | | .045 | .045 (Nylon Coated) |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|
| Size | 1 | A45-0100 | A45-5100 |
| | 2 | A45-0200 | A45-5200 |
| | 3 | A45-0300 | A45-5300 |
| | 4 | A45-0400 | A45-5400 |
| | 5 | A45-0500 | A45-5500 |
| | 6 | A45-0600 | A45-5600 |
| | Plain | A45-0000 | A45-5000 |

1EA

Medium Outer Bows

ミディアム アウター ボウ



サービカルプルヘッドギア用です。

| Inner Bow Size w/Vertical loop | | .045 | .045 (Nylon Coated) |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|
| Size | 1 | A45-0103 | A45-5103 |
| | 2 | A45-0203 | A45-5203 |
| | 3 | A45-0303 | A45-5303 |
| | 4 | A45-0403 | A45-5403 |
| | 5 | A45-0503 | A45-5503 |
| | 6 | A45-0603 | A45-5603 |
| | Plain | A45-0003 | A45-5003 |

1EA

FACE BOWS

販売名：フェイスボウ A
 一般的名称：歯列矯正用顔弓
 認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

High Pull Face Bows / Cuspid Hook Face Bows

ハイプル フェイスボウ / カスピッド フック フェイスボウ

High Pull Face Bows


ハイプル フェイスボウ



| Inner Bow Size w/Bayonet bend | .045 | .045 (Nylon Coated) | |
|----------------------------------|---------|------------------------|-----|
| Size 1 | AH-4501 | AH-4551 | 1EA |
| 2 | AH-4502 | AH-4552 | |
| 3 | AH-4503 | AH-4553 | |
| 4 | AH-4504 | AH-4554 | |
| 5 | AH-4505 | AH-4555 | |
| 6 | AH-4506 | AH-4556 | |
| Plain | AH-4500 | AH-4550 | |

Cuspid Hook Face Bows

カスピッド フック フェイスボウ



| Inner Bow Size w/Vertical loop | Special Short Outer Bow .045 | Medium Outer Bow .045 | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|
| Size 3 | A45-2302 | A45-2303 | 1EA |
| 4 | A45-2402 | A45-2403 | |
| 5 | A45-2502 | A45-2503 | |
| 6 | A45-2602 | A45-2603 | |
| Plain | A45-2002 | A45-2003 | |

Face Bow Stop Tubes

フェイスボウ ストップ チューブ



φ .045" × 2.0mm
229-21

20個/PK

φ .051" × 2.0mm
229-22

HEADGEARS

J-Hooks & Head Caps

Jフック & ヘッド キャップ

High Pull Head Caps for J-Hook

Jフック用 ハイプル ヘッド キャップ



※ Jフックは別売りです。

Large

422-75

Small

422-76

頭のベルトは調節可能です。

セットの中に、顎外固定用エラスティック (XH10) 2個が入っています。

販売名：ヘッドキャップ
一般名称：歯列矯正用ヘッドギア
届出番号：13B2X10162590100 一般医療機器

J-Hooks

Jフック



Standard 85mm

420-03

Long 115mm

420-04

2本組
(R&L)/PK

販売名：フェイスボウ A
一般名称：歯列矯正用顔弓
認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

HEADGEARS

販売名：ヘッドギア
一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
届出番号：13B2X10162590300 一般医療機器Neck Bands & Neck Pads
ネックバンド & ネックパッド

Neck Bands

ネックバンド



| ネイビー | | 1EA |
|----------------|--------|-----|
| ショート 280mm | 422-17 | |
| ミディアム 300mm | 422-16 | |
| ロング 320mm | 422-15 | |

サービカルプル用ネックバンドとパッドは、それぞれ長さが3種類。パッドにバンドを通して使用します。どちらもはさみで簡単に切ることができ、長さの調節が可能ですので、力の調整も容易に行えます。



Neck Pads

ネックパッド



| ネイビー | | 1EA |
|----------------|--------|-----|
| ショート 135mm | 422-07 | |
| ミディアム 170mm | 422-06 | |
| ロング 205mm | 422-05 | |

HEADGEARS

Head Cap & Face Mask

ヘッド キャップ & フェイス マスク

Head Cap (for Safety Modules)

ヘッド キャップ (セーフティーモジュール用)



安全性を第一に考えました！

不注意によるフェイスボウのはね返りを防ぎ、ケガの危険性を大きく軽減しました。クリップ方式の“セーフティー・モジュール”を採用していますから、必要以上の力が加わった場合、フェイスボウはヘッドキャップから自動的に外れます。もちろん、分離後の再装着も簡単です。牽引力はもっとも一般的な最大600gのスプリングモジュールをご用意しています。

Safety Modules

セーフティーモジュール



23-050-28

2個/PK

販売名：サバイバルヘッドギア
 一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
 届出番号：13B2X10162595600 一般医療機器

High Pull Head Cap (Denim)


ハイプル ヘッドキャップ (デニム)



23-050-15


1EA

販売名：ハイプルヘッドギア
 一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
 届出番号：13B2X10162590900 一般医療機器



Face Mask II

フェイス マスクII (前方牽引装置)



本体
700-11

補充用

ヘッドレスト用パッド
700-12

10枚/PK

チンカップ用パッド
700-13

10枚/PK



上顎劣成長症例用の前方牽引装置で、もっとも一般的に使用されているマスクタイプの製品です。イメージを一新した非常にシンプルな構成となっていますので、違和感も少なく顔面にフィットします。また、安全面も考慮し、できるだけ鋭角な部分をなくし、キャップでカバーしています。

●主な特長

- ・シンプルなデザイン
- ・マスクタイプなので安定感がよい。
- ・フリーサイズなので在庫管理が簡単。
 (付属の六角レンチですべてが調節可能)
- ・ヘッドレスト、チンカップ部に専用のパッド
 (ナイロン生地)を採用。
 装着時の違和感を軽減します。

販売名：フェイスマスク
 一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア
 届出番号：13B2X10162595700 一般医療機器

CHIN CUPS

Chin Cups
チン カップ

TOMYチンカップはアイボリーとクリアーのプラスチック製。
適合性のよい形態とフィット感を備えていますから、どなたにも安心してご使用いただけます。
ヘッドキャップは調節のしやすいリベット式。適合が容易で時間もかかりません。
頬面板により適切な方向から牽引ができ、長時間の使用にも充分耐えられます。

Chin Cup Kits

チン カップ キット



このキット1つで基本パーツが揃います。

チン カップ キット
421-50

※キット内容

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. ヘッドキャップ (ネイビー) | |
| 2. チンカップ 小 (アイボリー) | |
| 3. チンカップパッド | 20枚 |
| 4. リベット | 5組 |
| 5. エラスティック (C050) | 20本 |
| 6. ヘッドギアバッグ (ホワイ) | |

販売名: チンカップ
一般的名称: 歯列矯正用チンキャップ
届出番号: 13B2X10162590200 一般医療機器

Head Caps

ヘッド キャップ



ヘッドキャップの頭周を合わせ、リベットを仮止め後、木槌等で本止めをします。
チンカップは入っていません。セット内容をお確かめください。

ヘッドキャップ
421-05

※キット内容

- | | |
|-------------------|----|
| 1. ヘッドキャップ (ネイビー) | |
| 2. リベット | 5組 |
| 3. ヘッドギアバッグ (ホワイ) | |

販売名: ヘッドキャップ
一般的名称: 歯列矯正用ヘッドギア
届出番号: 13B2X10162590100 一般医療機器


Headgear Bags

ヘッドギア バッグ

- | | |
|--------|-------------|
| 422-31 | ● ピンク |
| 422-32 | ● イエロー |
| 422-33 | ● エメラルドグリーン |
| 422-34 | ● ライトブルー |
| 422-35 | ○ ホワイト |

1枚

ヘッドギア、チンカップ、付属品の収納用として、また、
歯ブラシなどの携帯用バッグとしてご利用いただけます。
5色のカラーより、お好みに合わせてお選びください。



※「ネーム入り」ヘッドギアバッグのご注文もお受けします。
ご注文単位は100枚以上、実費の版代が必要になります。
詳細につきましては、直接担当にお問い合わせください。



CHIN CUPS

販売名：チンカップ
 一般的名称：歯列矯正用チンキャップ
 届出番号：13B2X10162590200 一般医療機器

Chin Cups チンカップ

Ivory Chin Cups

アイボリー チン カップ



※キット内容



1. チンカップ (小または大) 20枚
2. チンカップパッド 20枚
3. エラスティック (C050) 20本

Small
421-13

Large
421-11

チンカップ Small

※日本人の子供の場合は、ほとんど小でフィットします。



Clear Chin Cups

クリアー チン カップ





※キット内容

1. チンカップ (小または大) 20枚
2. チンカップパッド 20枚
3. エラスティック (C050) 20本

Small
421-14

Large
421-12

チンカップ Large



Chin Cup with Flange

フランジ付 チン カップ





※キット内容

1. チンカップ 20枚
2. チンカップパッド 20枚
3. エラスティック (C050) 20本

421-15

チンカップ フランジ付



CHIN CUPS

Chin Cups チン カップ


Chin Cup Pads

チン カップ パッド



421-20

20枚×5袋
/PK



不織布 (レーヨン 100%)

販売名: チンカップ
一般名称: 歯列矯正用チンキャップ
届出番号: 13B2X10162590200 一般医療機器

Chin Cup Elastics


チン カップ用 エラスティック



A (周長×1/2)

| | | |
|-------|------|--------|
| 40mm | C040 | 641-04 |
| 50mm | C050 | 641-05 |
| 60mm | C060 | 641-06 |
| 70mm | C070 | 641-07 |
| 80mm | C080 | 641-08 |
| 100mm | C100 | 641-10 |
| 120mm | C120 | 641-12 |
| 140mm | C140 | 641-14 |

200本/PK



販売名: チンカップ
一般名称: 歯列矯正用チンキャップ
届出番号: 13B2X10162590200 一般医療機器

Rivets for Head Cap

ヘッドキャップ用 リベット



421-21

20組/PK

平らで硬いところに置いて、木槌等で叩いてください。

販売名: ヘッドキャップ
一般名称: 歯列矯正用ヘッドギア
届出番号: 13B2X10162590100 一般医療機器