

Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリスタライン 7 セラミック ブラケット フォーミュラー R (ロスタイプ) 上顎



高純度の透光性セラミックブラケット“Crystaline7”。
デザイン、操作性を一新し、さらなる進化を遂げました。
歯牙に自然と馴染む色調は、審美のご要望にお応えします。
メタル、プラスチックブラケットと併用可能な Dr.Rothスペックで
ご用意しております。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity	
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	5°	0°	3.7	L R	1651-101L 1651-101R	1651-102L 1651-102R	10個/ PK	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	9°	0°	3.4	L R	1651-201L 1651-201R	1651-202L 1651-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-2°	9°	4°M	3.7	L	1651-305L	1651-306L		Hook付き
					R	1651-305R	1651-306R		Hook付き
					L R	1651-307L 1651-307R	1651-308L 1651-308R		
Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	0°	3.7	L&R	1651-4030	1651-4040		


Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch

クリスタライン 7 セラミック ブラケット フォーミュラー R (ロスタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色



注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頭部のみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頭部の近遠心両方にマーキング。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2	0°	0°	0°	3.0	L&R	1651-1110	1651-1120	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3	-11°	7°	2°M	3.7	L	1651-311L	1651-312L	Hook付き
					R	1651-311R	1651-312R	Hook付き
	-11°	7°	2°M	3.7	L	1651-313L	1651-314L	10個/ PK
					R	1651-313R	1651-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4	-17°	0°	0°	3.5	L&R	1651-4130	1651-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5	-22°	0°	0°	3.5	L&R	1651-5130	1651-5140	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3						1651-03	1651-04	12個/ KIT
						1651-03H	1651-04H	
5 ~ 5 5 ~ 5						1651-001	1651-002	20個/ KIT
						1651-001H	1651-002H	

Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type^{*}) Maxillary Arch

クリスタライン 7 セラミック ブラケット フォーミュラー M(マクロフリンタイプ) 上顎



高純度の透光性セラミックブラケット“Crystaline7”。
デザイン、操作性を一新し、さらなる進化を遂げました。
歯牙に自然と馴染む色調は、審美のご要望にお応えします。
メタル、プラスチックブラケットと併用可能な Dr.McLaughlin
スペックでご用意しております。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	17°	4°	0°	3.7	L	——	1655-102L	10個/ PK
					R	——	1655-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	10°	8°	0°	3.4	L	——	1655-202L	
					R	——	1655-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-7°	8°	0°	3.7	L	——	1655-302L Hook付き	
					R	——	1655-302R Hook付き	
					L	——	1655-306L Hook付き	
					R	——	1655-306R Hook付き	
Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小白歯 <u>4 4</u>	-7°	0°	0°	3.7	L&R	——	1655-4040	
Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小白歯 <u>5 5</u>	-7°	0°	0°	3.7	L&R	——	1655-5040	


Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type^{*}) Mandibular Arch

クリスタライン 7 セラミック ブラケット フォーミュラー M (マクローフリンタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity	
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2	-6°	0°	0°	3.0	L&R	—	1655-1120	10個/ PK	
	0°	0°	0°	3.0	L&R	—	1655-1140		
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3	-6°	3°	0°	3.7	L	—	1655-312L Hook付き		
					R	—	1655-312R Hook付き		
	0°	3°	0°	3.7	L	—	1655-316L Hook付き		
					R	—	1655-316R Hook付き		
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小臼歯 4 4	-12°	0°	0°	3.5	L&R	—	1655-4140		
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小臼歯 5 5	-17°	0°	0°	3.5	L&R	—	1655-5140		
One Patient Kit 1症例キット 3 ↗ 3 3 ↘ 3	犬歯 下顎前歯 トルク付					—	1655-02H Hook付き		12個/ KIT
	犬歯 下顎前歯 トルクなし					—	1655-04H Hook付き		
5 ↗ 5 5 ↘ 5	犬歯 下顎前歯 トルク付					—	1655-002H Hook付き		20個/ KIT
	犬歯 下顎前歯 トルクなし					—	1655-004H Hook付き		

***Note:**

※It does not imply endorsement by doctor.
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケットM
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

OPA-K[®] (The Oriental Preajusted Appliance "KOSAKA") Maxillary Arch クリスタライン7セラミックブラケット OPA-K 上顎



高純度の透光性セラミックブラケット“Crystaline7”。
デザイン、操作性を一新し、さらなる進化を遂げました。
歯牙に自然と馴染む色調は、審美のご要望にお応えします。
メタル、プラスチックブラケットと併用可能なOPA-Kのオリジナル
スペックでご用意しております。

OPA-K[®]


	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	3°	0°	3.7	L R	1656-101L 1656-101R	1656-102L 1656-102R	10個/ PK
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	6°	0°	3.4	L R	1656-201L 1656-201R	1656-202L 1656-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-3°	7°	0°	3.7	L R	1656-303L 1656-303R	1656-304L 1656-304R	
Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小白歯 <u>4 4</u>	-7°	0°	0°	3.7	L&R	1656-4030	1656-4040	
Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小白歯 <u>5 5</u>	-7°	0°	0°	3.7	L&R	1656-5030	1656-5040	

Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

OPA-K[®] (The Oriental Preajusted Appliance "KOSAKA") Mandibular Arch クリスタライン 7 セラミック ブラケット OPA-K 下顎

ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頭部にのみマーキング。
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頭部の近遠心両方にマーキング。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 2	1°	0°	0°	3.0	L&R	1656-1110	1656-1120	10個/ PK
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3	-6°	3°	0°	3.7	L R	1656-313L 1656-313R	1656-314L 1656-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.5	L&R	1656-4130	1656-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°	3.5	L&R	1656-5130	1656-5140	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3						1656-01	1656-02	12個/ KIT
5 ~ 5 5 ~ 5						1656-001	1656-002	20個/ KIT

Crystaline[®] 7 CERAMIC BRACKET


販売名：セラミックブラケットM
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Standard Edgewise

クリスタライン7セラミックブラケットスタンダードエッジワイズ



ブラケット・マーキング色



	Span. mm	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1	3.7	1650-11	1650-12	10個/ PK
Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2	3.0	1650-21	1650-22	
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2	3.0	1650-51	1650-52	
Upper & Lower Cuspids 上・下顎 犬歯 3 3 3 3	3.7	1650-31	1650-32	
Upper Bicuspids 上顎 小白歯 5 4 4 5	3.7	1650-41	1650-42	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3		1650-01	1650-02	
5 ~ 5 3 ~ 3		1650-05	1650-06	16個/ KIT