

Crystalline[®] 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

OPA-K[®] (The Oriental Preajusted Appliance "KOSAKA") Maxillary Arch
クリスタライン 8 セラミック ブラケット OPA-K 上顎



Crystalline[®] 8
クリスタラインエイト

操作性はそのままに、さらに小型化になったセラミックブラケット。
さらなる審美性を追求しました。

OPA-K[®]


	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Lef/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	3°	0°	3.4	L	1666-101L	1666-102L	10個/ PK
					R	1666-101R	1666-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	6°	0°	2.8	L	1666-201L	1666-202L	
					R	1666-201R	1666-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-3°	7°	0°	3.3	L	1666-301L	1666-302L <small>Hook付き</small>	
					R	1666-301R	1666-302R <small>Hook付き</small>	
					L	1666-303L	1666-304L	
					R	1666-303R	1666-304R	
Upper 1st Bicuspid 上顎 第1小白歯 <u>4 4</u>	-7°	0°	0°	3.3	L&R	1666-4030	1666-4040	
Upper 2nd Bicuspid 上顎 第2小白歯 <u>5 5</u>	-7°	0°	0°	3.3	L&R	1666-5030	1666-5040	

Crystalline[®] 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

OPA-K[®] (The Oriental Preajusted Appliance "KOSAKA") Mandibular Arch クリスタライン 8 セラミック ブラケット OPA-K 下顎

ブラケット・マーキング色



注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頭部のみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頭部の近遠心両方にマーキング。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Lef/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 2	0°	0°	0°	2.8	L&R	1666-1110	1666-1120	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3	-6°	3°	0°	3.3	L	1666-311L	1666-312L	Hook付き
					R	1666-311R	1666-312R	Hook付き
	-6°	3°	0°	3.3	L	1666-313L	1666-314L	10個/ PK
					R	1666-313R	1666-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.3	L&R	1666-4130	1666-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°	3.3	L&R	1666-5130	1666-5140	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3						1666-01	1666-02	12個/ KIT
						1666-01H	1666-02H	
5 ~ 5 5 ~ 5						1666-001	1666-002	20個/ KIT
						1666-001H	1666-002H	

Crystalline® 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Maxillary Arch

クリスタライン 8 セラミック ブラケット フォーミュラー M (マクロフリンタイプ*) 上顎



Crystalline® 8
クリスタラインエイト

Formula-M

操作性はそのままに、さらに小型化になったセラミックブラケット。
さらなる審美性を追求しました。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Lef/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	17°	4°	0°	3.4	L	1665-101L	1665-102L	10個/ PK
					R	1665-101R	1665-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	10°	8°	0°	2.8	L	1665-201L	1665-202L	
					R	1665-201R	1665-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-7°	8°	0°	3.3	L	1665-301L	1665-302L <small>Hook付き</small>	
					R	1665-301R	1665-302R <small>Hook付き</small>	
	0°	8°	0°	3.3	L	1665-303L	1665-304L	
					R	1665-303R	1665-304R	
0°	8°	0°	3.3	L	1665-305L	1665-306L <small>Hook付き</small>		
				R	1665-305R	1665-306R <small>Hook付き</small>		
Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	0°	3.3	L	1665-307L	1665-308L	
					R	1665-307R	1665-308R	
Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	0°	3.3	L&R	1665-4030	1665-4040	

Crystaline® 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch

クリスタライン 8 セラミック ブラケット フォーミュラー M (マクロフリンタイプ*) 下顎

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 2	-6°	0°	0°	2.8	L&R	1665-1110	1665-1120	10個/ PK
	0°	0°	0°	2.8	L&R	1665-1130	1665-1140	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3	-6°	3°	0°	3.3	L	1665-311L	1665-312L	
					R	1665-311R	1665-312R	
	L	1665-313L	1665-314L					
		R	1665-313R	1665-314R				
	0°	3°	0°	3.3	L	1665-315L	1665-316L	
					R	1665-315R	1665-316R	
L	1665-317L	1665-318L						
R	1665-317R	1665-318R						
Lower 1st Bicuspid 下顎 第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.3	L&R	1665-4130	1665-4140	
Lower 2nd Bicuspid 下顎 第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°	3.3	L&R	1665-5130	1665-5140	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3	犬歯 下顎前歯 トルク付					1665-01H	1665-02H	12個/ KIT
	犬歯 下顎前歯 トルクなし					1665-03H	1665-04H	
5 ~ 5 5 ~ 5	犬歯 下顎前歯 トルク付					1665-001H	1665-002H	20個/ KIT
	犬歯 下顎前歯 トルクなし					1665-003H	1665-004H	

Crystalline[®] 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリスタライン 8 セラミック ブラケット フォーミュラー R(ロスタイプ) 上顎



Crystalline[®] 8
 クリスタラインエイト

Formula-R

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Lef/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity	
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	5°	0°	3.4	L R	1661-101L 1661-101R	1661-102L 1661-102R	10個/ PK	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	9°	0°	2.8	R	1661-201L 1661-201R	1661-202L 1661-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-2°	13°	4°M	3.3	L	1661-301L	1661-302L		Hook付き
					R	1661-301R	1661-302R		Hook付き
					L	1661-303L	1661-304L		
					R	1661-303R	1661-304R		
					L	1661-305L	1661-306L		Hook付き
					R	1661-305R	1661-306R		Hook付き
L	1661-307L	1661-308L							
R	1661-307R	1661-308R							
Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	0°	3.3	L&R	1661-4030	1661-4040		


Crystalline[®] 8 CERAMIC BRACKET

販売名：セラミックブラケット M
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：223ADBZX00088000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch

クリスタライン 8 セラミック ブラケット フォーミュラー R (ロスタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色



注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頭部のみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頭部の近遠心両方にマーキング。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Lef/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 2	0°	0°	0°	2.8	L&R	1661-1110	1661-1120	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3	-11°	7°	2°M	3.3	L	1661-311L	1661-312L	Hook付き
					R	1661-311R	1661-312R	Hook付き
					L	1661-313L	1661-314L	
					R	1661-313R	1661-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4 4	-17°	0°	0°	3.3	L&R	1661-4130	1661-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5 5	-22°	0°	0°	3.3	L&R	1661-5130	1661-5140	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3						1661-03	1661-04	12個/ KIT
						1661-03H	1661-04H	
5 ~ 5 5 ~ 5						1661-001	1661-002	20個/ KIT
						1661-001H	1661-002H	