

CLIPPY L

	Torque, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot
Up. Centrals & Laterals & Cuspids				
上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3	60°	2.2	L&R	Hook付き 991-11H
				991-11
				992-11
Lo. Anteriors & Cuspids				
下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3	50°	2.2	L&R	Hook付き 991-51H
				991-51
				992-51
Lo. Anteriors				
下顎 前歯 2 1 1 2	50°	1.6/2.0	L&R	ナロータイプ 991-57

5個/PK

	Torque, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot
Up. & Lo. 1st, 2nd Bicuspids				
上・下顎 第1、2小臼歯 5 4 4 5 5 4 4 5	10°	2.2	L&R	Hook付き 991-47H
				991-45
Upper Molars				
上顎 大臼歯 7 6 6 7	10°	3.8	L	Hook付き 991-607L
				991-607R
上顎 大臼歯 WELD用 シース付 6 6	10°	3.8	L&R	W991-6050
Lower Molars				
下顎 大臼歯 7 6 6 7	0°	3.8	L	Hook付き 991-611L
				991-611R
One Patient Kit				
1症例キット 6 + 6 6 + 6				991-0021 Hook付き 991-0021H


5個/PK

24個/KIT


リングブラケット
歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器
医療機器認証番号 218ADBZX00054000

クリップの開閉方法

OPEN



CLOSE



専用オープニングツール



813-1090

クリッピーL オープナー

歯科矯正用結さつ器 一般医療機器
医療機器届出番号 11B3X00012000061

●許可無く転載することを固く禁じます。
Reprinting without permission is strictly prohibit.