

poly Lumière

販売名：プラスチックブラケットH
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：302ADBZX00093000 管理医療機器

ポリルミエール Formula-R

Maxillary Arch (上顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot
Upper Centrals 上顎 中切歯					L	1901-101L	1901-102L
1 1	12°	5°	0°	3.8	R	1901-101R	1901-102R
Upper Laterals 上顎 側切歯					L	1901-201L	1901-202L
2 2	8°	9°	0°	3.2	R	1901-201R	1901-202R
Upper Cuspids 上顎 犬歯					L	1901-301L	1901-302L Hook付き
3 3	0°	10°	0°	3.7	R	1901-301R	1901-302R Hook付き
.....					L	1901-303L	1901-304L
	0°	10°	0°	3.7	R	1901-303R	1901-304R
Upper 1st, 2nd Bicusps 上顎 第1, 2小臼歯					L&R	1901-4030	1901-4040
5 4 4 5	-7°	0°	0°	3.4			

Mandibular Arch (下顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot
Lower Anteriors 下顎 前歯					L&R	1901-1110	1901-1120
2 1 2	0°	0°	0°	3.0			
Lower Cuspids 下顎 犬歯					L	1901-311L	1901-312L Hook付き
3 3	-11°	7°	0°	3.7	R	1901-311R	1901-312R Hook付き
.....					L	1901-313L	1901-314L
	-11°	7°	0°	3.7	R	1901-313R	1901-314R
Lower 1st Bicusps 下顎 第1小臼歯					L&R	1901-4130	1901-4140
4 4	-17°	0°	0°	3.4			
Lower 2nd Bicusps 下顎 第2小臼歯					L&R	1901-5130	1901-5140
5 5	-22°	0°	0°	3.4			

10個/PK

ポリルミエール Standard

Maxillary Arch (上顎)

	Span, mm	.018"Slot	.022"Slot
Upper Centrals 上顎 中切歯			
1 1	3.4	1900-11	1900-12
Upper Laterals 上顎 側切歯			
2 2	3.0	1900-21	1900-22
Upper & Lower Cuspids & 1st, 2nd Bicusps 上・下顎 犬歯 & 第1, 2小臼歯			
5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5	3.4	1900-31	1900-32
.....			
	3.4	UL/LR	1900-33HL 1900-34HL Hook付き
	3.4	UR/LL	1900-33HR 1900-34HR Hook付き

Mandibular Arch (下顎)

	Span, mm	.018"Slot	.022"Slot
Lower Anteriors 下顎 前歯			
2 1 2	3.0	1900-51	1900-52

10個/PK

発売元



TOMY INTERNATIONAL INC.

株式会社 トミー インターナショナル

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-11-7 日立神田ビル ☎(03) 3258-2231 FAX (03) 3258-2235
<http://www.tomy-ortho.co.jp/>

製造販売元



トミー株式会社

〒183-0006 東京都府中市緑町3-16-7 天虎ビル
<http://www.tomyinc.co.jp/>