



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーションブラケットです。

Formula-R (上顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
上顎 中切歯							
1 1	12°	5°	0°	3.4	L	168-101L	168-102L
					R	168-101R	168-102R
上顎 側切歯							
2 2	8°	9°	0°	3.2	L	168-201L	168-202L
					R	168-201R	168-202R
上顎 犬歯							
3 3	-2°	13°	4° M	3.4	L	168-301L	168-302L
					R	168-301R	168-302R
					L	168-303L	168-304L
					R	168-303R	168-304R
上顎 第1,2小臼歯							
5 4 4 5	-7°	0°	2° D	3.4	L	168-401L	168-402L
					R	168-401R	168-402R
					L	168-403L	168-404L
					R	168-403R	168-404R


10個/1 PK

Formula-R (下顎)


	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
下顎 前歯							
2 1 1 2	-1°	2°	0°	3.0	L	168-111L	168-112L
					R	168-111R	168-112R
下顎 犬歯							
3 3	-11°	7°	2° M	3.4	L	168-311L	168-312L
					R	168-311R	168-312R
					L	168-313L	168-314L
					R	168-313R	168-314R
10個/1 PK							
1症例キット							
3 1 3						168-01	168-02
3 1 3					w / Hook	168-01H	168-02H
12個/1KIT							
5 1 5						168-05	168-06
3 1 3					w / Hook	168-05H	168-06H
16個/1KIT							

セルフライゲーションセラミックブラケット
歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器
医療機器認証番号 218ADBZX00023000

サイトゲージ識別色



ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にもみマーキング。

クリップオープナー



813-1060

クリップオープナー

歯科矯正用結さつ器 一般医療機器
医療機器届出番号 07B2X00006000006

● 許可なく転載することを固く禁じます。
Reprinting without permission is strictly prohibited.

発売元



TOMY INTERNATIONAL INC.
株式会社 トミー インターナショナル

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-15-1信和ビル ☎ (03) 3258-2231 FAX (03) 3258-2235
http://www.tomy-ortho.co.jp/

製造販売元



トミー株式会社

東京都府中市緑町3-16-7 天虎ビル 13BZ200504
http://www.tomyinc.co.jp/ 13B2X10162




セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーションブラケットです。

Formula-M (上顎)


	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
上顎 中切歯							
1 1	17°	4°	0°	3.4	L	_____	1685-102L
					R	_____	1685-102R
上顎 側切歯							
2 2	10°	8°	0°	3.2	L	_____	1685-202L
					R	_____	1685-202R
上顎 犬歯							
3 3	-7°	8°	0°	3.4	L	w/Hook _____	1685-302L
					R	w/Hook _____	1685-302R
					L	w/Hook _____	1685-306L
					R	w/Hook _____	1685-306R
	0°	8°	2° M	3.4	L	_____	1685-308L
					R	_____	1685-308R
上顎 第1小臼歯							
4 4	-7°	0°	0°	3.4	L&R	w/Hook _____	1685-4020
					L&R	_____	1685-4040
上顎 第2小臼歯							
5 5	-7°	0°	0°	3.4	L&R	w/Hook _____	1685-5020
					L&R	_____	1685-5040

10個/1 PK

サイトゲージ識別色



ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にもみマーキング。

Formula-M (下顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
下顎 前歯							
2 1 2	-6°	0°	0°	3.0	L&R	_____	1685-1120
	0°	0°	0°			_____	1685-1140
下顎 犬歯							
3 3	-6°	3°	0°	3.4	L	w/Hook _____	1685-312L
					R	w/Hook _____	1685-312R
					L	w/Hook _____	1685-316L
					R	w/Hook _____	1685-316R

10個/1 PK

1症例キット

3 3 3 3		w/ Hook	_____	1685-02H
				12個/1KIT
5 5 3 3		w/ Hook	_____	1685-06H
				16個/1KIT

セルフライゲーションセラミックブラケット
歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器
医療機器認証番号 216ADBZX00023000

クリップオープナー



813-1060
クリップオープナー
歯科矯正用結さつ器 一般医療機器
医療機器届出番号 07B2X00006000006

● 許可なく転載することを固く禁じます。
Reprinting without permission is strictly prohibited.

発売元



TOMY INTERNATIONAL INC.
株式会社 トミーインターナショナル

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-15-1信和ビル ☎ (03) 3258-2231 FAX (03) 3258-2235
http://www.tomy-ortho.co.jp/

製造販売元



トミー株式会社

東京都府中市緑町3-16-7 天虎ビル 13BZ200504
http://www.tomyinc.co.jp/ 13B2X10162